

Zorgprogramma A reproductieve geneeskunde Imeldaziekenhuis

TECHNIEK STAALAFNAME SEMEN

Wanneer een spermastaal nodig is in het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling, vragen wij een aantal **regels** in acht te nemen **inzake hygiëne en transport** van het **staal**.

Aandachtspunten voor de aanmaak van uw staal

1. Voor een optimale kwaliteit van het staal wordt gevraagd een 3 tot 5 dagen geen seksuele betrekkingen te hebben.
2. Net voor het aanmaken van het staal is het belangrijk te plassen en de handen en de intieme zone grondig te wassen met water en zeep. Let erop dat hierbij geen zeepresten achterblijven.
3. Gelieve het staal rechtstreeks in het steriel potje te lozen. Het gebruik van een condoom kan nefast zijn voor de kwaliteit van uw staal.

Aandachtspunten voor het transport

1. Gelieve enkel het potje te gebruiken dat u meekreeg op raadpleging.
2. Gelieve het staal zo spoedig mogelijk (liefst binnen de 30-60 min) af te geven op ~~het labo~~. ~~Vooraf inschrijven is niet nodig~~ route 36. U dient zich hiervoor eerst in te schrijven.
3. Het staal dient tijdens het transport op lichaamstemperatuur te blijven. Het potje kan bijvoorbeeld onder de trui of vest gehouden worden of u kan gebruik maken van aluminiumfolie of een warme handdoek. Gelieve het staal niet in zonlicht te plaatsen.
4. Let erop dat u het deksel goed hebt afgesloten en dat u het potje onderweg rechtop houdt.
5. Naast uw staal dient u de nodige aanvragen mee te brengen. Doorgaans betekent dit een blauwe bon. Indien er een bloedafname dient te gebeuren, kan dat eveneens op route 36 of op het labo (u hoeft hiervoor dus niet naar staalafname te gaan).

De inseminatie gaat door in de fertiliteitskliniek op route 36. Onmiddellijk na het indienen van het staal begint de embryoloog/MLT embryologie aan de verwerking of capacitatie ervan. Enkele uren later is het staal klaar voor inseminatie of bevruchting van eicellen.